



MEO™



Welcome to MEO™

EN

MEO™ is the world's most innovative anti-pollution mask, bringing together the most advanced materials and the brightest designers – so not only do you breathe cleaner air, you look great too.

For support visit www.meoair.com

CN

作为最创新的防雾霾口罩，MEO™ 带给您最优良的技术与原料，最卓越的设计。您不仅可以呼吸到纯净空气，更可以展示靓丽风采。

更多资讯，请前往我们的网站
www.meoair.com 咨询

JP

MEO™ は、最も進歩的なマテリアルと聡明なデザイナーが作り出した、世界一革新的な汚染防止マスクです。きれいな空気と見た目の美しさを同時に実現。

お問い合わせはこちらまで。
www.meoair.com

CARE INSTRUCTIONS

保养须知

お手入れ方法

EN

WEARING INSTRUCTIONS

1. Face the mask outward. Hold the straps.
2. Put on the mask. Your chin should be in the mask and straps should be under your ears.
3. Pull the straps backward and secure them by using the clip.
4. Adjust the mask to make it fit your face.

RECOMMENDED FILTER LIFE

The filter should be replaced every three weeks. Where pollution is more extreme, filters may need to be replaced more frequently.

STORAGE

1. **Storage Environment:** store in a well ventilated, cool, dark environment. Keep away from fire and contaminated areas.
2. **Storage Temperature:** $-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, less than 80% humidity.



The filter is not washable.



The mask facing can be hand washed gently in warm water.



The mask can filter some pollutants, however, it cannot completely eliminate the risk of illness and infections.

CN

佩戴说明

1. 确保面层向外并且支架鼻梁处向上。
2. 戴上口罩，确保口罩和脸部紧密贴合，绑带从两耳下穿过。
3. 向后拉伸绑带，并使用卡扣固定。
4. 调整口罩贴合脸部，并至舒适位置。

建议滤芯使用周期

建议每3周更换一次滤芯，如果污染十分严重，滤芯需要更频繁地更换。

储存

1. **储存环境：** 放置在通风、阴凉、避光处储存，远离火源和污染。
2. **储存温度：** $-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于80%。



滤芯不可水洗。



口罩面层可以用温水温柔手洗。



口罩面层可以过滤某些污染物，但不能彻底消除疾病或感染风险。

JP

使用方法

1. フェイスマスクを外側に向け、ストラップを持ちます。
2. あごがフェイスマスクの内側に収まり、ストラップが耳の下にくるようにマスクを顔にあてます。
3. ストラップを後方に引き、クリップでとめます。
4. 顔にぴったりフィットするよう、マスクを調整してください。

フィルターの推奨耐用期間

フィルターは3週間ごとにお取替えてください。汚染がひどい場合は、さらに頻繁にお取替えることをお勧めします。

保管方法

1. **保管環境:** 換気された冷暗所にて、火気や汚染を避けて保管してください。
2. **保管温度:** 気温-20°C~40°C、湿度80%未満。



フィルターは洗浄できません。



マスクアウターはお湯で優しく手洗いしてください。




このマスクはある程度の汚染物質をろ過しますが、病気や感染症の危険をなくすものではありません。

MASK STRAPS AND FACINGS

口罩绑带和面层安装


マスクストラップとアウターの取り付け方法



EN Please ensure the pointed part of the mask facing is pointing up. This is the part that touches your nose. Make sure the inside of the mask facing is facing you as you prepare to install the left strap.

CN 请确认口罩支架鼻梁处向上。将面层内部面对您，准备安装口罩的左边绑带。


JP マスクアウターの鼻梁部分が上向きになっていることを確認し、内ライナーは、左ストラップの取り付け時、顔のほうに向けてください。



EN Slide the left strap through the slot in the left side of the mask facing.

CN 将左边绑带穿过面层的左边开槽。

JP マスクアウターの左側にあるスロットに、左ストラップをスライドさせます。




EN Slide the mask facing down the strap until the slot is positioned over the end of the strap where it attaches to the frame.

CN 将面层沿着绑带拉下，直到绑带的末端。

JP スロットがストラップのフレーム接続部分の終点にかかるよう、スキンをストラップまでスライドさせます。

4




EN Take the right strap and feed it through the remaining slot in the mask facing.

CN 将右边的绑带穿过另外一个面层开槽。

JP 右ストラップをとり、マスクスキンの残りのスロットに通します。

5




EN Slide the mask facing down the strap. Pull the mask facing over the frame edge, all the way across the entire frame, so that the seam of the mask facing sits along the edge of the frame.

CN 沿绑带向下拉动外层，将面罩外层拉至框架的边缘。

JP カバーをストラップにスライドしてかぶせます。フレームの端からライナーを引っ張り、フレーム全体にかぶせます。マスクの端にあるマスクスキンの継目部分をふち部分全体にかかるようにします。

6



EN Pull the mask facing along the strap until the slot is positioned over the end of the strap where it meets the frame. Some adjustment and manipulation of the mask facing may be necessary to get it into position correctly.

CN 将面层向下拉动直至完全覆盖住露出的支架和绑带。


JP スロットがストラップのフレーム接続部分の終点にくるまで、カバーをストラップに沿って引っ張ります。アウターがこの位置に来るように調整してください。

FILTER FITTING

滤芯安装

フィルターを取り付け方法

1




EN Push the filter into the mask cavity.

CN 将滤芯鼻梁部的接缝推入支架。

JP マスクのくぼみに沿わせてフィルターを押します。

2




EN Ensure the seam is at the front of the filter towards the top.

CN 确保滤芯鼻梁部在支架的凹槽内。

JP フィルター前部にある継目部分が上向きであることを確認します。

3



EN Carefully position the edge of the filter into the sealing cavity that surrounds the frame.

CN 将滤芯的其他边缘小心的推入支架的框架凹槽中。

JP フィルターの端をフレームを取り囲んでいる取り付け用窪みに丁寧に入れ込みます。


NOTE: The filter should be able to be replaced without pulling the mask facing off, however we recommend washing the mask facing at the time of filter replacement.

MASK FITTING

口罩佩戴

マスクの取り付け方法

1




EN Firmly place the mask against your face, holding onto either side.

CN 双手握住口罩绑带的底部，使口罩紧密贴合在脸上。

JP ストラップの根元を手で押さえ、マスクをしっかり顔に当てます。

2




EN Keep the tension of the mask against your face while sliding your fingers towards the back of your neck.

CN 向后拉动口罩绑带至脖后。

JP 指を首の後ろに向けてスライドさせる間、顔に対してマスクがびんと張った状態に保ってください。

3



EN Slide the loop over the clip. Adjust the strap so that there is sufficient tension on the straps to keep the mask on your face.

CN 将绑带固定在卡扣上并调整至舒适和贴合位置。


JP 輪の部分をクリップにかけます。マスクが顔にフィットするよう、ストラップを動かして張り具合を調整します。

CLIP ADJUSTMENT

卡扣调整

クリップの調整

1




EN Take the adjustment strap in your hands with the MEO™ logo facing up.

CN 在安装前调整卡扣，MEO™ 标志朝上。

JP MEO™ のロゴが上を向くようにして、調整ストラップを手に取ります。

2




EN Pull the clip out of the strap. Try the mask on without the clip and overlay the straps to determine where the clip needs to go.

CN 从绑带中取出卡扣。尝试在没有卡扣的情况下调整绑带来确认挂扣的最佳位置。

JP ストラップからクリップを引き抜きます。クリップなしでマスクをあててみて、ストラップをかぶせてクリップの位置を決めます。

3



EN Push the clip into the strap at the desired position.

CN 将卡扣推入合适的位置。

JP クリップをストラップに戻し、適切な位置まで押ししてください。

Healthy Breath Limited

4D Pacific Rise
Mt Wellington
Auckland 1060
New Zealand

Phone
+64 9 930 6688

PO Box 62004
Sylvia Park
Auckland 1644
New Zealand

Email
info@meoair.com

